

OraLine- jednoetapowy test narkotykowy ze śliny.

OraLine jest błyskawicznym testem na obecność narkotyków w ludzkiej ślinie.

Jednoetapowy test OraLine jest przeznaczony do wykrywania takich substancji narkotycznych jak Marihuana (THC), Kokaina (COC), Opiaty (OPI), Metamfetamina (MET) oraz ich metabolitów.

THC- Kanabinoidy delta 9-THC 11-nor-delta 9-COOH-THC (Marihuana, Haszysz, Trawa)	4ng/mL 4ng/mL
COC- Kokaina Benzyolecgonina (Crack, Koka)	25ng/mL 10ng/mL
MET- Metamfetamina (Speed, Crank, Ecstasy)	50ng/mL
OPI- Morfina (Heroina, Morfina, Kodeina)	40ng/mL

Unikalny projekt testu OraLine upraszcza procedurę testowania na obecność narkotyków poprzez wyeliminowanie konieczności nadzorowania pobierania próbki przez osobę tej samej płci oraz redukcję możliwości zafałszowania próbki.

Jednoetapowy system eliminuje drugi typowy etap dodawania próbki do urządzenia. Do pobierania próbki jest wykorzystana opatentowana łyżeczka, która jest zintegrowana z urządzeniem. Używając OraLine nie ma potrzeby wyciskania lub pipetowania próbki śliny.

Zalety OraLine to:

- Jednoetapowa procedura, brak konieczności przenoszenia próbki, nierozcieńczona próbka
- Pobieranie próbki za pomocą łyżeczki. Brak kontaktu gąbki z jamą ustną osoby badanej.
- Koreluje z pomiarami laboratoryjnymi GC/MS lub LC/MS
- Specyficzny dla związków macierzystych [COC, Δ9-THC]
- Dokładne wyniki już po 10-12 minutach.
- Nie ma potrzeby krępującego nadzorowania pobierania próbki.
- Nie ma potrzeby przeprowadzania testu na wykrycie sfałszowania próbki.
- **OraLine jako jedyny test na rynku wykrywa związek macierzysty marihuany.**